

SEVERO

Tritapastiglie elettrico

Dalla pillola
alla polvere
in pochi
secondi!



Veloce Facile Sicuro

Dalla pillola alla polvere...

Molte persone hanno difficoltà ad ingoiare le pillole. Macinare le pillole e aggiungere un liquid facilita l'assunzione dei medicinali

Tritare manualmente i medicinali è un lavoro lungo, che porta spesso ad un dolore fisico.

C'è anche il rischio di inalare polveri dalla trasformazione dei medicinali.

Severo – Facile e veloce

Tutti questi problemi sono il passato con il tritapastiglie Severo. È molto semplice. Metti il medicinale nella SeveroCup, poi inseriscili nel macinatore, chiudi la porta e entro pochi secondi il medicinale è pronto in polvere. Il medicinale può anche essere mischiato con un liquido usando la stessa SeveroCup.



“Siamo una casa di cura per anziani che hanno bisogno di aiuto. Macinavamo le pillole a mano. Usare il Severo ci risparmia molto tempo, e non abbiamo più problemi a mani e polsi. Non possiamo più lavorare senza il Severo.”

WZC Westervier, Belgio

“Come uno tra i primi utilizzatori di Severo in Belgio siamo molto contenti dell’acquisto. Il numero di giorni di assenza per problemi al polso sono molto diminuiti.”

National MS Center Melsbroek, Belgio

Sicuro e conveniente

Sapevi che macinare un Tylenol richiede una forza di oltre 21 Kg (46.2 lbs). Macinare elettricamente risparmia tempo e evita dolori fisici. Questo significa più tempo per i pazienti, che porta ad un importante guadagno nel tempo aumentando il numero di pazienti e riducendo i costi. Macinare in un ambiente chiuso reduce, inoltre, i rischi di inalare polveri di medicinali.

Oggi il trita pillole Severo è usato in ospedali e centri di cura in tutto il mondo.

Prova gratis

Evita stress per i pazienti e per te stesso. Prova i vantaggi della macinatura elettrica. Richiedi oggi una prova gratuita. Ti invieremo un Severo entro pochi giorni così potrai iniziare ad usarlo, o meglio sarà lui a lavorare per te.



**...in soli
pochi secondi!**

Il triturapillole elettrico SEVERO

- ✓ Evita l'inalazione accidentale delle particelle di farmaco
- ✓ Nessuna perdita o contaminazione
- ✓ Prevenzione del RSI
- ✓ Uso veloce e facile
- ✓ Silenzioso
- ✓ Leggero e maneggevole
- ✓ Ideale per somministrazione via flebo
- ✓ Prodotto in Olanda



*'Ideale per
ogni centro
di cura!'*