




Test Clean

Monitorare efficacemente la pulizia delle superfici e per assicurare la qualità dei prodotti.

Test Clean rileva la presenza di residui proteici presenti sulle superfici dopo la pulizia. Basta campionare la superficie e rilasciare il reattivo, il quale in presenza di proteine cambia colore da verde a porpora. Il cambiamento di colore fornisce una misura semi quantitativa della pulizia della superficie. Maggiore è la quantità di residui presenti, più veloce e più intensa sarà la colorazione.



Veloce

Risultati in meno di 10 min.

Semplice

“Tutto in uno” non c'è bisogno di strumento né di accessori

Affidabile

La durata del test è di 18 mesi se conservato in frigorifero

Visibile

I risultati sono di facile interpretazione

Tecno-Gaz S.p.A.

Strada Cavalli, 4 - 43038 - Sala Baganza - Parma - Italia

Tel. +39 0521 83.80 Fax +39 0521 83.33.91 - www.tecnogaz.com

Cap. Soc. € 280.000 i.v. C.F. e P.IVA/VAT IT00570950345 - R.E.A. PR 138927 Iscr. Reg. Impr. PR 10061

Tutti i diritti sono riservati a Tecno- Gaz S.p.A. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Tecno- Gaz S.p.A., non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.



Tecno-Gaz Spa.

www.tecnogaz.com



* M T G Z D O Z O O *