



Molift RgoSling Active

L'imbragatura ideale per trasferimenti attivi con Molift Quick Raiser 205


Comfort e facilità di trasferimento

Le imbragature da posizione seduta a posizione eretta Molift sono imbottite e realizzate per il sollevamento attivo insieme a Molift Quick Raiser 205. Le imbragature forniscono un supporto lombare perfetto e rappresentano la soluzione ideale per il sollevamento e lo spostamento in posizioni diverse. Le imbragature sono dotate di un efficiente rivestimento antiscivolo per impedire che si spostino verso l'alto. La chiusura anteriore dell'imbragatura fornisce ulteriore sostegno e stabilità.

L'imbragatura Molift RgoSling Active è progettata per un sollevamento a 4 punti ed è dotata di passanti scorrevoli per garantire una postura ottimale durante la verticalizzazione. Molift RgoSling Active fornisce una presa e un supporto aggiuntivo intorno ai fianchi in posizione eretta. L'ampio supporto per la schiena distribuisce il peso e la pressione in modo uniforme su una grande superficie, rendendola molto comoda per l'utente.



RgoSling Active e Quick Raiser 205 con braccio elevatore a 4 punti



Molift RgoSling Active



Molift RgoSling StandUp

Molift RgoSling StandUp è progettata per un sollevamento a 2 punti. Può essere posizionata rapidamente e facilmente all'utente. In virtù del suo design è ideale anche per l'uso in wc.

Caratteristiche

- Soluzione perfetta per il sollevamento e lo spostamento tra posizioni di seduta diverse.
- Passanti di scorrimento auto-regolanti (RgoSling Active).
- Ampio e solido supporto.
- Facile applicazione.

Molift RgoSling	Girovita	Codice art.	Informazioni
RgoSling Active a 4 punti XS	500-720 mm	1720910	Per ulteriori informazioni sui bracci elevatori Active e StandUp, consultare pag. 9. RgoSling StandUp è disponibile anche con supporto
RgoSling Active a 4 punti S	590-830 mm	1720920	
RgoSling Active a 4 punti M	730-950 mm	1720930	
RgoSling Active a 4 punti L	950-1210 mm	1720940	
RgoSling Active a 4 punti XL	1200-1390 mm	1720950	
RgoSling StandUp a 2 punti XS	530-710 mm	1720710	Per la matrice completa delle varianti, contattare il distributore locale.
RgoSling StandUp a 2 punti S	640-850 mm	1720720	
RgoSling StandUp a 2 punti M	740-960 mm	1720730	
RgoSling StandUp a 2 punti L	930-1220 mm	1720740	
RgoSling StandUp a 2 punti XL	1150-1430 mm	1720750	

Informazioni

Per ulteriori informazioni sui bracci elevatori Active e StandUp, consultare pag. 9. RgoSling StandUp è disponibile anche con supporto

Per la matrice completa delle varianti, contattare il distributore locale.

Materiale

Poliestere

