

Molift Nomad

Il sollevatore portatile con peso ridotto, adatto per tutte le attività quotidiane.

Peso ridotto – ampia capacità di sollevamento

Molift Nomad pesa solamente 6,8 kg. Nonostante il peso ridotto, può sollevare fino a 255 kg. Molift Nomad è dotato di un esclusivo design curvo; inoltre, la barra per imbragatura a 4 punti integrata, usata con qualsiasi imbragatura Molift, offre all'utente una posizione più confortevole e ariosa. Molift Nomad è dotato di numerose caratteristiche di sicurezza come la protezione elettronica da sovraccarico, la discesa elettrica di emergenza e un pulsante di emergenza.

Permette il trasferimento da stanza a stanza

Molift Nomad è dotato di maniglie integrate per una migliore presa. Il collegamento è semplice e non richiede l'utilizzo di utensili. In combinazione con un carrello appositamente progettato, Molift Nomad può essere utilizzato per passare da un sistema a binario a un altro senza un binario di raccordo, permettendo il trasferimento da una stanza all'altra. Utilizzando il braccio aggiuntivo Molift Nomad, il sollevatore può essere facilmente collegato e scollegato al carrello da terra. Il carrello Molift Nomad è ideale per riporre e trasportare il sollevatore.

Caratteristiche

- Peso ridotto e ampia capacità di sollevamento.
- Sollevatore a soffitto portatile.
- Sollevamento da stanza a stanza.
- Facile collegamento al carrello senza l'utilizzo di utensili.
- Barra per imbragatura a 4 punti integrata.



Descrizione	Codice art.	Materiale	Velocità di sollevamento
Molift Nomad 160	22160	Composito rinforzato e alluminio	30 mm/sec
Molift Nomad 205	22205		Prestazioni nominali 80 sollevamenti/75 kg/500 mm
Molift Nomad 230	22230		Intervallo di sollevamento Fino a 2000 mm
Molift Nomad 255	22255		
Accessori		Peso	
Braccio aggiuntivo (L 900 mm)		Peso massimo utente (SWL)	160/205/230/255 kg
Braccio aggiuntivo (L1050 mm)		Peso totale	6,8 kg
Bilancia		Dimensioni	
Carrello		L 522 x l 200 x H 330 mm	
Per ulteriori informazioni sugli accessori, consultare pag. 30		Dati tecnici	
		Software di assistenza	Incluso
		Batteria	NIMH 26,4 V-2,6 Ah
		Tempo di ricarica della batteria	circa 3 ore

Velocità di sollevamento 30 mm/sec
 Prestazioni nominali 80 sollevamenti/75 kg/500 mm
 Intervallo di sollevamento Fino a 2000 mm

