

Molift Quattro

La soluzione di sollevamento temporanea con eccellente stabilità

Un ponte a traversa indipendente

Molift Quattro è una struttura a ponte sviluppata per i dispositivi di sollevamento Molift Air e Molift Nomad. E' destinata al sollevamento e al trasferimento tramite imbragatura di un utente da / a letto, pavimento, sedia a rotelle e sanitari. Molift Quattro è realizzato con materiali leggeri. La lunghezza del traverso varia da 2 a 3,5 metri e la capacità di sollevamento può raggiungere i 300 kg. E' ideale per ospedali e case di cura in cui l'impiego di strutture permanenti non è previsto o auspicato, di facile installazione anche a casa. Molift Quattro deve essere utilizzato solo in interni e su superfici piane come camera da letto, bagno, soggiorno, ecc.

Per situazioni di sollevamento a soffitto

La traversa ha un telaio leggero in alluminio e quattro montanti in acciaio che forniscono un'eccellente stabilità e coprono la superficie di sollevamento richiesta. Molift Quattro è perfetto per tutte le situazioni di sollevamento a soffitto insieme al motore di sollevamento Molift Air o Molift Nomad e a un'imbragatura. Con una capacità di sollevamento di max 300 kg, è ideale per sollevare e trasferire una persona da/a letto, pavimento, sedia, sedia a rotelle, sanitari, ecc.

Caratteristiche

- Facile da installare – progettato per un'installazione rapida da parte di due persone (preferibilmente).
- Non necessario il montaggio a parete o a soffitto.
- Massima stabilità e manovrabilità.
- Facile da caricare – il motore di sollevamento può essere facilmente caricato tramite la pulsantiera o tramite l'opzione di caricamento su binario.



Descrizione	Codice art.	Materiale		
Molift Quattro 3	1600030	Acciaio, alluminio, plastica		
Molift Quattro 4	1600035			
Accessori	Codice art.	Peso		
Piedini regolabili	1610201	Peso massimo utente (SWL)	300 kg	
		Peso totale Quattro 3 (Unità completa)	111 kg	
		Peso totale Quattro 4 (Unità completa)	132 kg	
		Braccio	4,2 kg/m	
		Gamba con piedino regolabile	8,5 kg	
		Angolare	2,7 kg	
Accessori		Dimensioni		
Piedini regolabili (set di 4)		Lunghezze del braccio disponibili	3000, 4000 mm	
Molift Air e Molift Nomad con carrelli sono ordinabili separatamente.		Altezza senza piedini	2330 mm	
Per ulteriori informazioni sugli accessori, consultare pag. 30		Altezza con piedini regolabili	2360-2430 mm	
		Altezza interna senza piedini	2190 mm	
		Larghezza/Profondità	3160-4160 mm	
				Spazio interno massimo senza piedini 3000/4000 x 2190 mm con piedini regolabili 3000/4000 x 2240-2290 mm La lunghezza dei montanti è fissa. La distanza minima consentita da terra al soffitto è di 2400 mm.
				Dati tecnici Durata prevista: 30.000 cicli di sollevamento (SWL) o 10 anni