



Molift RgoSling Fabric Stretcher

Un ausilio di sollevamento in tessuto morbido per trasferimenti orizzontali in ospedali e strutture sanitarie

L'opzione "barella morbida"

Molift RgoSling Fabric Stretcher è un ausilio di sollevamento in tessuto morbido per ospedali e strutture sanitarie progettato per trasferimenti orizzontali. Molift RgoSling Fabric Stretcher è adatto nei casi in cui il sollevamento con un'imbragatura normale è sconsigliato per alcuni quadri clinici, ad esempio pazienti in stato comatoso o sedati che necessitano di una posizione sdraiata stabile. Rappresenta una comoda alternativa alla barella. Molift RgoSling Fabric Stretcher è compatibile con Molift Partner 255 e Molift Air.

Barra per imbragatura a 8 punti

Il sollevamento con questo prodotto richiede una barra per imbragatura a 8 punti. La barra per imbragatura è compatibile con Molift Partner 255 e Molift Air. Molift Fabric Stretcher è dotato di cinghie di sollevamento integrate che sono agganciate direttamente alla barra per imbragatura, con la possibilità di regolarne la lunghezza mediante i passanti. I diversi punti di sollevamento forniscono un trasferimento orizzontale confortevole e stabile.

Caratteristiche

- Molift RgoSling Fabric Stretcher è adatto nei casi in cui il sollevamento con un'imbragatura normale è sconsigliato per motivi medici.
- L'applicazione viene eseguita facilmente, con Immedia SlingOn, quando il paziente si trova in posizione orizzontale.
- Sollevamento orizzontale sicuro ed ergonomico – la barra di sospensione a 8 punti di fissaggio con numerosi punti di sollevamento fornisce un trasferimento orizzontale con un'eccellente distribuzione delle forze e del peso.



Descrizione	Codice art.	Dimensioni			
Molift RgoSling Fabric Stretcher M	1721520	Lunghezza esterna	Media	1750 mm	
Molift RgoSling Fabric Stretcher L	1721530		Grande	1780 mm	
Molift RgoSling Fabric Stretcher XL	1721540		Extra large	1850 mm	
		Larghezza esterna	Media	450 mm	
			Grande	650 mm	
			Extra large	900 mm	
Materiale Molift Fabric Stretch:	Poliestere	* Il carico di lavoro sicuro dipende sempre dal carico di lavoro sicuro del sollevatore quando è inferiore a Fabric Stretcher.			
Peso Peso massimo utente (SWL)*	300 kg				