



Semplice, ma funzionale!

Rollator a 4 ruote che offre svariate possibilità di regolazione ed è un'ottima soluzione per un utilizzo all'esterno. Grazie ai freni attivabili sulle manopole è possibile garantire un'ottima stabilità durante la frenata.

CHIUDIBILE!



Trusted Solutions, Passionate People



Yes, you can.®



Caratteristiche

- Rollator da esterno con freno azionabile a mano
- Chiusura a libro con sistema di blocco per un più sicuro stivaggio
- Telaio verniciato di colore grigio
- Manopole regolabili in altezza da 710 a 980 mm
- Completo di cestino asportabile, vassoio trasparente e portabastone
- Pratico e semplice da utilizzare

Caratteristiche e optional



Vassoio

In plastica trasparente, in dotazione



Cestino rimovibile

Portata massima 9 Kg



Portabastone

In dotazione

Caratteristiche tecniche



Invacare **Banjo** 600 mm



690 mm



440 mm



710 - 980 mm



610 mm



Invacare **Banjo** 390 mm



190 mm



9 Kg



130 Kg



260 mm

Colore



RAL 9006

	Invacare Banjo
Codice prodotto	1452442
Codici NT	12.06.09.009+ .106+ .130+ .133+ .142
Nr. Repertorio DM	112704/R