

Molift Partner 255

Il preferito tra i sollevatori mobili Molift, con sistema di sollevamento verticale per un'eccellente stabilità

Soluzione ideale per utenti complessi

Molift Partner 255 fornisce una soluzione ideale per il sollevamento in centri specialistici per pazienti gravi e critici, in ospedali e in strutture sanitarie. La colonna verticale, unita alla barra per imbragatura fissa, fornisce un'eccellente stabilità, mantenendo l'utente alla stessa distanza dal sollevatore durante il sollevamento. Grazie a un'eccezionale ampiezza di trasferimento, Molift Partner 255 consente il sollevamento da terra e da un piano elevato.

Molift Partner 255 è uno dei più leggeri della sua categoria e, in combinazione con una progettazione, un design e una soluzione di ruote all'avanguardia, è molto facile da manovrare con una capacità di sollevamento di 255 kg.

Molift Partner 255 è disponibile in diverse varianti e accessori secondo necessità: con base del telaio bassa, sistema di supporto per la deambulazione/riabilitazione alla mobilità e bilancia.

Caratteristiche

- Ampia capacità di sollevamento.
- Barra per imbragatura fissa e colonna verticale per un sollevamento sicuro e stabile.
- Peso ridotto.
- Può essere usato insieme alla barella Molift



Descrizione	Codice art.	Materiale	Dati tecnici
Molift Partner 255 (con barra per imbragatura)	13000	Alluminio, acciaio	Software di assistenza Batteria
Per la matrice completa delle varianti, contattare il distributore locale.		Peso Peso totale	Incluso NIMH 26,4 V-2,6 Ah circa 3 ore
Accessori Ruota orientabile con blocco direzionale Bilancia Barre per imbragatura varie (vedere pag.16) Barelle (vedere pag. 27)		Misura Lunghezza Larghezza del telaio (esterna) Larghezza del telaio (interna) Larghezza del telaio, piedi aperti (interna) Altezza di sollevamento Intervallo di sollevamento Altezza piedi	Tempo di ricarica della batteria Velocità di sollevamento Prestazioni nominali
Per ulteriori informazioni sugli accessori, consultare pag. 30		42,5 kg	30 mm/sec 50 sollevamenti/75 kg/500 mm
		1285 mm 700 mm 550 mm 1065 mm 390-1680 mm 1290 mm 115 mm	max 255 kg max 562 lbs
			CE