



Molift Mover

Una famiglia di sollevatori compatti e leggeri con grande flessibilità di sollevamento, adatta in casa, ospedali e negli ambienti di cura.

Ampia gamma di sollevatori

Molift Mover è dotato di una struttura leggera in alluminio che rende il sollevatore molto facile da manovrare. Il peso ridotto in relazione all'ampia capacità di sollevamento lo rendono il migliore della categoria. L'altezza minima e massima consentono il sollevamento da superfici alte e da terra. Lo strumento di assistenza Molift integrato garantisce intervalli di assistenza e manutenzione adeguati.

Movimentazione ergonomica

Per migliorare il lavoro degli operatori, i sollevatori Molift Mover sono dotati dell'esclusiva impugnatura di manovra di Molift che offre molteplici e flessibili possibilità di presa. La pulsantiera facilmente accessibile è molto intuitiva.

Caratteristiche

- Sollevatore leggero e compatto
- Molto facile da manovrare
- Ampia flessibilità di sollevamento
- Sollevamento da terra

Molift Mover 180

Molift Mover è adatto per situazioni di trasferimento in ambienti domestici, ospedalieri e di cura. Barra per imbragatura a 2 o 4 punti opzionale con sgancio rapido.



Molift Mover

Varianti (escl. barra per imbragatura)	Codice art.		
	Mover 180	Mover 205	Mover 300
Telaio standard, ruote orientabili piccole	18000	14000	15050
Telaio standard, ruote orientabili grandi	18003	-	-
Telaio con base media	-	-	15051
Telaio con base bassa	-	14050	-
Telaio standard + bracci di supporto	-	14150	15150
Telaio con base media + bracci di supporto	-	-	15151

Per la matrice completa delle varianti, contattare il distributore locale.

Accessori

Mover 180:

Bilancia
Barre per imbragatura varie (vedere pag.16)
Blocco direzionale

Mover 205/300:

Bilancia
Barre per imbragatura varie (vedere pag.16)
Bracci di supporto
Ruote orientabili piccole
Barelle Molift (vedere pag. 29)

Per ulteriori informazioni sugli accessori, consultare pag. 30



Molift Mover 205

Molift Mover 205 è un sollevatore affidabile per l'uso frequente e quotidiano, adatto a situazioni di trasferimento in ambito ospedaliero e assistenziale. La funzione di sgancio rapido dispone di barre per imbragatura opzionali a 2 e 4 punti di diverse dimensioni. Un sollevatore con grande flessibilità e numerosi accessori.



Molift Mover 300

Molift Mover 300 ha una capacità di sollevamento di 300 kg. È la soluzione ideale per ospedali e strutture di assistenza con pazienti bariatrici che hanno esigenze di trasferimenti frequenti e quotidiani. Con il suo peso ridotto e la sua ampia capacità di portata, è uno dei più leggeri della sua categoria.



Molift Mover 300 con braccio di supporto

Informazioni	Molift Mover 180	Molift Mover 205	Molift Mover 300
Peso massimo utente (SWL)	180 kg	205 kg	300 kg
Peso totale	35 kg	37,6 kg	40,1 kg
Lunghezza	1260 mm	1285 mm	1285 mm
Larghezza del telaio (esterna)	700 mm	700 mm	700 mm
Larghezza del telaio (interna)	550 mm	550 mm	550 mm
Larghezza del telaio, piedi aperti (interno)	1025 mm	1065 mm	1065 mm
Altezza piedi	105 mm	115 mm	115 mm
Batteria	NiMH 14,4 V-2,6 Ah	NiMH 26,4 V-2,6 Ah	NiMH 26,4 V-2,6 Ah
Tempo di ricarica della batteria	3 ore	3 ore	3 ore
Altezza del sollevatore (max)	1940 mm	2093 mm	2100 mm
Velocità di sollevamento	40 mm/sec	40 mm/sec	32,6 mm/sec
Intervallo di sollevamento	1365 mm	1431 mm	1420 mm
Prestazioni nominali	50 sollevamenti/75 kg/500 mm	50 sollevamenti/75 kg/500 mm	50 sollevamenti/75 kg/500 mm
Software di assistenza	Incluso	Incluso	Incluso
Materiale	Alluminio, acciaio, plastica	Alluminio, acciaio, plastica	Alluminio, acciaio, plastica