

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 23.09.2014	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

MI474	Sgabello girevole elevabile a pistone 140 mm base alluminio
--------------	--

Destinazione d'uso

Sgabello per uso medicale

Caratteristiche principali

Sgabello per uso medicale. Elevazione a pistone da 140 mm. Base in alluminio diametro 50 cm. Seduta in alluminio o imbottita.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>ITALIA</i>
Classe di dispositivo 93/42	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>34833</i>
Codice di classificazione CND	<i>V0899</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE - MATERIALI

Confezionamento	<i>Polietilene / Scatola di Cartone.</i>
Base	<i>Alluminio</i>
Seduta	<i>Alluminio</i>
Seduta imbottita	<i>Poliuretano</i>

DIMENSIONI

Altezza	<i>420 – 560 mm</i>
Seduta alluminio	<i>29 Cm</i>
Seduta imbottita	<i>32 Cm</i>

VARIANTI

MI474A – Seduta in alluminio 29 Cm	MI474B – Seduta imbottita 32 Cm – Bianco
MI474BLU – Seduta imbottita 32 Cm – Blu	MI474n – Seduta imbottita 32 Cm – Nero
MI474V – Seduta imbottita 32 Cm – Verde	