



Molift Mover

Una famiglia di sollevatori compatti e leggeri con grande flessibilità di sollevamento, adatta in casa, ospedali e negli ambienti di cura.

Ampia gamma di sollevatori

Molift Mover è dotato di una struttura leggera in alluminio che rende il sollevatore molto facile da manovrare. Il peso ridotto in relazione all'ampia capacità di sollevamento lo rendono il migliore della categoria. L'altezza minima e massima consentono il sollevamento da superfici alte e da terra. Lo strumento di assistenza Molift integrato garantisce intervalli di assistenza e manutenzione adeguati.

Movimentazione ergonomica

Per migliorare il lavoro degli operatori, i sollevatori Molift Mover sono dotati dell'esclusiva impugnatura di manovra di Molift che offre molteplici e flessibili possibilità di presa. La pulsantiera facilmente accessibile è molto intuitiva.

Caratteristiche

- Sollevatore leggero e compatto
- Molto facile da manovrare
- Ampia flessibilità di sollevamento
- Sollevamento da terra

Molift Mover 180

Molift Mover è adatto per situazioni di trasferimento in ambienti domestici, ospedalieri e di cura. Barra per imbragatura a 2 o 4 punti opzionale con sgancio rapido.



Molift Mover

Varianti (escl. barra per imbragatura)	Codice art.		
	Mover 180	Mover 205	Mover 300
Telaio standard, ruote orientabili piccole	18000	14000	15050
Telaio standard, ruote orientabili grandi	18003	-	-
Telaio con base media	-	-	15051
Telaio con base bassa	-	14050	-
Telaio standard + bracci di supporto	-	14150	15150
Telaio con base media + bracci di supporto	-	-	15151

Per la matrice completa delle varianti, contattare il distributore locale.

Accessori

Mover 180:	Bilancia
	Barre per imbragatura varie (vedere pag.16)
	Blocco direzionale
Mover 205/300:	Bilancia
	Barre per imbragatura varie (vedere pag.16)
	Bracci di supporto
	Ruote orientabili piccole
	Barelle Molift (vedere pag. 29)

Per ulteriori informazioni sugli accessori, consultare pag. 30

