



WiMonitor

TAPPETINO DI SEGNALAZIONE ABBANDONO LETTO

WiMBedEasy



Ricevitore sonoro di avviso
SENZA FILI

- Possibilità di 3 segnalazioni acustiche diverse con volume regolabile
- Raggio di azione: 100 metri in campo aperto
- Alimentazione a batterie o da rete
- Tappetino sensibile lavabile
- Durata batteria trasmettitore letto: 1 anno
- Disponibili diversi adattatori per sistemi di chiamata infermieristica

Sistema di semplice installazione, per la segnalazione non invasiva dell'**abbandono del letto** dei propri cari.

Riduzione del rischio di caduta e/o fughe notturne, consente la riduzione delle contenzioni.

Compatibile con diversi **sistemi di chiamata** infermieristica.

Utilizzabile in **ambito domestico**, grazie al segnalatore acustico regolabile, che avvisa anche a distanza.

Comunicazione radio fra tappetino e ricevitore: **nessun cavo**.

Il tappetino **non è a contatto con l'ospite**: viene posto al di sotto del materasso, all'altezza del bacino.



Dimensione: 76x25 cm Spessore: 1 cm

Tappetino di monitoraggio a pressione

WiMonitor s.r.l.
Via G. Tacchi 1
38068 Rovereto TN - Italy
Tel. +39 333 73 60 150

www.wimonitor.it
info@wimonitor.it

