



GIMA

SFIGMO ANEROIDE ERKA PERFECT

Codice: 32688
Categoria: Sfigmomanometri aneroidi ERKA

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: I M

NSIS: 178497

CND: C9006

EAN13: 4250296149433

Descrizione: Sfigmomanometro tradizionale a 2 tubi con valvola di rilascio a vite per regolazioni sensibili e bracciale in velcro.

- Quadrante 48 mm
- Manometro in ottone cromato

**Produzione tedesca.
3 anni di garanzia**

