

# **K816033 - CARRELLO DI SERVIZIO** **SATURNO IN ACCIAIO INOX A TRE RIPIANI**



Caratteristiche tecniche

Dimensioni: mm 950x600x1030h

Struttura in acciaio inox AISI 304.

Nr. 3 ripiani asportabili in acciaio inox con bordini di contenimento.

Nr. 1 maniglione di spinta sul lato corto.

Nr. 4 ruote girevoli diam. 125 mm, di cui 2 frenanti.

Portata complessiva 150 Kg distribuiti.