

Clean

LA CARROZZINA PER WC E DOCCIA FACILE DA UTILIZZARE E DAL DESIGN DI QUALITÀ

Cura dei particolari ed estrema semplicità di utilizzo per utenti ed assistenti. La rientranza frontale e l'apertura nella parte posteriore della seduta permettono un **accesso ottimale** nelle operazioni di igiene intima. Il poggiatesta è riponibile sotto la seduta, rimanendo a portata di mano, mentre i braccioli possono essere abbassati o ruotati. **Leggerezza e design** permettono di muoversi e di **aderire perfettamente al wc** a pavimento o a parete. Disponibile nelle versioni **24"** ed **Regolabile in Altezza**.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Accesso facilitato / Pedana sempre disponibile e mai di intralcio / Facilità di manovra e perfetta compatibilità.

ACCESSORI:
P 152

MAGGIORI INFO SU:
medimec.it/clean

DOTAZIONE

- TELAIO SENZA GIUNTURE E ALTAMENTE RESISTENTE
- SEDUTA CON APERTURA CENTRALE
- BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA E RUOTABILI
- POGGIAPIEDI REGOLABILE E RIPONIBILE SOTTO LA SEDUTA
- 4 RUOTE DA 5" CON FRENI SU 2 O 4 RUOTE. RUOTE POS DA 24" E ANT DA 5" (24"), 4 RUOTE DA 5" FRENANTI (REGOLABILE IN ALTEZZA)
- ARTICOLO A NORMA CE. CERTIFICATO ISO

ASSISTENZA
TECNICA

SERVIZIO
NOLEGGIO

VEDI ANCHE QUESTI ARTICOLI:
PP 154 - 156

CLEAN 24"



CLEAN REGOLABILE IN ALTEZZA



CLEAN 24"

LA CARROZZINA PER WC E DOCCIA CON RUOTE POSTERIORI DA 24" E OTTIMA MANOVRABILITÀ

Le ruote posteriori sono posizionate in modo da **ottimizzarne la maneggevolezza** e rendere la sedia facile da spingere **senza comprometterne la sicurezza**. Gli spostamenti laterali possono essere compiuti in maniera sicura grazie all'ampio spazio di seduta nella parte anteriore. **I freni, collocati a fianco della seduta**, non sono d'intralcio durante lo spostamento ma comunque a portata di mano. Il poggiatesta è riponibile sotto la seduta ed i braccioli possono essere abbassati o ruotati.

CLEAN REGOLABILE IN ALTEZZA

LA CARROZZINA PER WC E DOCCIA REGOLABILE IN ALTEZZA DA 47,5 FINO A 60 CM

La **possibilità di regolare l'altezza** della seduta garantisce perfetta aderenza a tutti i wc, a pavimento o a parete, e semplifica gli spostamenti. L'altezza della seduta è regolabile **tra i 47,5 ai 60 cm**, in passi da 2,5 cm. La rientranza frontale e l'apertura nella parte posteriore della seduta permettono un **accesso ottimale** nelle operazioni di igiene intima. Il poggiatesta è riponibile sotto la seduta, rimanendo a portata di mano, mentre i braccioli possono essere abbassati o ruotati.

DATI TECNICI	CLEAN	CLEAN 24"	CLEAN REG. IN ALT.
PORTATA MAX UTENTE		130 KG	
L TOTALE	L 52 CM	L 69 CM	L 48 CM
L SEDUTA		48 CM	
H PIANO SEDUTA DA TERRA	44 CM / 49 CM / 55 CM / 60 CM	55 CM	MIN 47,5 - MAX 60 CM
H SEDUTA UTILE	DA 43,5 A 49,5 CM DA 42 A 48 CM (PADELLA)	49,5 CM	DA 42 A 54,5 CM DA 41 A 53,5 CM (PADELLA)
H BRACCIOLI DALLA SEDUTA		22 CM	
P BRACCIOLI / DISTANZA BRACCIOLI		36 CM / 43,5 CM	
DIAMETRO RUOTE ANT / POS	5" / 5"	5" / 24"	5" / 5"
PESO TOTALE	14 KG	20 KG	14,2 KG

LEGENDA: L = LARGHEZZA; P = PROFONDITÀ; H = ALTEZZA; ANT = ANTERIORE; POS = POSTERIORE; MAX = MASSIMO; MIN = MINIMO; MAN = MANUALE; ELE = ELETTRONICO. TOLLERANZE ± 1,5 CM. ATTENZIONE: LA DITTA PRODUTTRICE SI RISERVA CAMBIAMENTI TECNICI E/O ESTETICI SENZA PREAVVISO. È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO RISPETTARE LE INDICAZIONI DI SICUREZZA DEL COSTRUTTORE.



etac

UN ARTICOLO ETAC. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: A NORMA CE. CERTIFICAZIONE: ISO. GARANZIA: 2 ANNI (PER LE PARTI NON SOGGETTE AD USURA).



medimec

medimec