



THERA[®]
TRAINER

Supporto mirato di attività e mobilità

Recupero delle funzioni grazie all'allenamento
del movimento intensivo e ripetuto



Efficace Sicuro Intuitivo

L'allenamento regolare di forza, resistenza e mobilità getta le basi per il recupero funzionale e il miglioramento delle capacità motorie. THERA-Trainer tigo consente così un allenamento efficace in ogni fase del percorso di riabilitazione e supporta il terapeuta e il paziente nel raggiungimento degli obiettivi terapeutici.

✓ **Allenamento attivo**
Allenamento della forza muscolare e della resistenza tramite esercizi progressivi con livelli di resistenza di frenatura variabili.

✓ **Allenamento assistivo**
Attivazione della forza dei muscoli a riposo grazie al supporto del motore. I sensori riconoscono l'attività del paziente.

✓ **Allenamento passivo**
Mobilizzazione passiva della muscolatura e delle articolazioni per migliorare la mobilità. In modo graduale, cauto e sicuro.

✓ **Allenamento per migliorare la simmetria**
Attivazione mirata del lato del corpo maggiormente interessato, supportata tramite feedback visivo.

Software Motivante




Escursione in montagna



Mondo subacqueo



Escursione in campagna



THERA-soft®
connectable +

Terapia individuale e di gruppo* con feedback visivo

Attraverso il gioco si ricevono gli stimoli necessari per innescare i cambiamenti neuroplastici: THERA-Trainer tigo è un dispositivo per l'allenamento di elevata qualità che motiva i pazienti a migliorare le proprie capacità motorie.

*Unità comando e display 7" e 10,4" consentono la terapia di gruppo



protezione ottimale di braccia indebolite o paralizzate



Schermo disponibile in diverse misure, incluso display simmetrico (opzione feedback visivi)



Dispositivo anti-ribaltamento e di sicurezza per la distanza

Fissaggio semplice di piedi e gambe: senza punti di compressione



Quali sono i risultati dell'allenamento del movimento?

L'allenamento del movimento è la chiave per la mobilitazione del paziente nell'ambito del percorso riabilitativo e consente di migliorare la qualità di vita dei pazienti.




"Molti pazienti, a causa di capacità motorie scarse, non hanno la possibilità di conseguire una mobilitazione sufficiente. I pazienti in grado di camminare, spesso riscontrano una limitazione della mobilità durante le proprie attività quotidiane a causa della riduzione di velocità di movimento, forza e resistenza. I pazienti pertanto non riescono più a far fronte in modo corretto al fabbisogno energetico necessario per le attività quotidiane. Lo scopo di un allenamento del movimento regolare in questo ambito si rivela quindi chiarissimo. Grazie a THERA-Trainer tigo, non solo è possibile impostare il livello di allenamento adeguato, ma anche la frequenza più corretta."

Hans Lamprecht, fisioterapista

Referente competente per la neuroriabilitazione

Offriamo prodotti e soluzioni per tutte le fasi del processo riabilitativo e trasferiamo le conoscenze scientifiche attuali nella quotidianità terapeutica.



Richiedeteci subito ulteriori informazioni.

Tel +49 7355-93 14-0 | info@thera-trainer.de | www.thera-trainer.de
medica Medizintechnik GmbH | Blumenweg 8 | 88454 Hochdorf | Germania